

Datum: 11 augustus 2023

Categorie: signaal vanuit Nederland

Onderwerp: teicoplanine bepaling in de Vitek

Duur signaal: enkele jaren

Signaal:

Via een aantal laboratoria in Nederland zijn wij geïnformeerd dat er mogelijk een probleem is met de teicoplanine bepaling bij stafylokokken (met name *S. aureus*) in de Vitek 2. Er wordt gemeld dat indien een stam teicoplanine resistent gemeten wordt in de Vitek, dit met andere testmethoden vaak niet geconfirmeerd kan worden. Tevens geven laboratoria aan dat er categoriële verschillen kunnen zijn wanneer Vitek-kaarten van verschillende lotnummers gebruikt worden bij 1 stam.

Indien u gebruik maakt van de Vitek en uw aanvragers teicoplanine voorschrijven, graag uw aandacht voor bovenstaande.

Namens de CRG is er aan bioMérieux B.V. een reactie op bovenstaande gevraagd (10-7-2023), maar tot op heden hebben wij deze niet ontvangen.